


골다공증 AI 분석 보고서

환자 정보

ID	021554911	성명	황영순	성별	남
생년월일	02/18/1956	연령	68	분석일자	04/21/2025

골다공증 AI 분석 결과



영상 촬영일: 04/21/2025

⚠ 위험도 높음

AI 분석 결과에 따른 양성예측도(PPV)는 31.0%로,
60세 이상 남성 기준의 결과입니다.

제품의 사용 범위

본 소프트웨어는 폐경 여성 및 만 60세 이상이면서 BMI 23 미만인 남성의 흉부 X-ray 영상을 분석하여, 골다공증이 의심되는 환자를 선별하고 의료진의 진단 및 치료 결정을 보조하는 데 목적이 있습니다.

양성예측도(Positive Predictive Value)

양성 예측도는 AI가 '골다공증 위험 있음'으로 예측한 환자 중 실제 골다공증이 있는 비율을 의미하며, 이는 본 예측 결과가 실제 임상에서 얼마나 정확하게 질환을 반영했는지를 나타내는 지표입니다.

사용 제한 사항

본 소프트웨어는 의료 전문가의 골다공증 선별 과정에서 의사 결정을 보조하기 위해 개발되었습니다. 제공되는 분석 결과는 진단적 보조 자료로 활용되어야 하며, 단독으로 임상적 판단이나 최종 질병 진단을 대신해서는 안 됩니다.

AI 분석의 정확성과 신뢰도는 영상 품질 및 환자의 개별 상태(예: 보형물, 척추 변형, 흉부 병변 등)에 따라 영향을 받을 수 있습니다.

본 소프트웨어는 PA(posteroanterior) 촬영 영상에 한해 성능이 검증되어 있습니다. AP(anteroposterior) 등 다른 촬영 방식의 영상은 분석 결과의 신뢰성과 정확성을 보장하지 않으며, 이 소프트웨어의 사용 대상에 포함되지 않습니다.

Osteo Signal

Osteo Signal은 안정성, 성능 및 사용 목적을 검증하기 위해 임상 및 기술적 평가를 거쳤습니다. 과학적 근거, 규제 승인 현황, 임상 적용 사례에 대한 자세한 내용은 우측 QR 코드를 통해 확인하실 수 있습니다.

